ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

NOM: Santostefonco

Prénom: Haviana

Cette situation d'évaluation comporte 4 pages sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses. Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.

En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examinateur afin de lui permettre de continuer la tâche.

L'examinateur peut intervenir à tout moment, s'il le juge utile.

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé

CONTEXTE DU SUJET


Si deux ondes de même fréquence se superposent dans une région de l'espace, elles peuvent se combiner de manière constructive ou destructive. Ce phénomène d'interférences, commun à toutes les ondes, dépend de la longueur d'onde des ondes mises en jeu.

Le but de cette épreuve est d'évaluer la longueur d'onde d'une source laser au moyen d'une expérience d'interférences dans le domaine de l'optique.

DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU CANDIDAT

Document 1 : Les interférences des ondes lumineuses

Lorsque l'on éclaire deux fentes distantes d'une distance b avec une lumière monochromatique de longueur d'onde λ, on observe, sur un écran placé à une distance D de la fente double, une figure d'interférences constituée de zones lumineuses alternées de zones sombres. Les interférences sont caractérisées par l'interfrange i défini sur le schéma ci-



Document 2 : Liste du matériel à disposition

- Diode Laser
- Elévateur
- Ecran blanc
- Mètre ruban
- Support à diapositive
- Diapositive contenant 3 fentes doubles dites de Young dont l'espacement a est calibré:

Fente double	Ecartement a (mm)
n°1	0,20
n°2	0,30
n°3	0,50

- Ordinateur équipé du logiciel Regressi
- Notice d'utilisation du logiciel Regressi

Document 3: La diode LASER - Informations constructeur



Ne jamais regarder directement le faisceau de lumière d'un laser. Le faisceau laser est très intense et s'il pénètre dans l'œil, il peut endommager gravement la rétine et conduire à la cécité.

TRAVAIL À EFFECTUER

1. Elaborer un protocole expérimental pour étudier l'influence de l'écartement *b* entre les deux fentes sur l'interfrange et le réaliser (25 minutes conseillées)

	un <u>protocole expérimental</u> permettant de montrer, à <u>l'aide d'une exploitation</u>		
	disposition, que i et $\frac{1}{b}$ sont proportionnels. Le protocole pourra être accompag	né d'un schéma.	
- Disposen.	l'écron blanc à une distance Den metégele à 1	,90 m s	
- Placen en	face du Pasen, le support à diapositive, Compasé de		
- Youles Po	Pes interfrances présentente sur l'écran à l'aide d'un mè combe i en fanction = en problème à l'aide du lax	tra gicial Regressi	
- Concluse	que i et = sont proportionnels		
	Ь	······································	
		diapostivi	ca
17.		Perchan	
	d		
	ADDEL OF		
	APPEL n°1		

1.2. Réaliser le montage expérimental et effectuer une série de 3 mesures selon le protocole décrit précédemment. Reporter les résultats obtenus dans le tableau ci-dessous, en indiquant les grandeurs mesurées ainsi que leurs unités.

	mos	m02	m°3
Ol (mm)	0,20	0,30	0,50
. ś (mm)	5,8	4	3,8

	APPEL n°2	
M	Appeler le professeur pour lui présenter le protocole ou en cas de difficulté	

- 2. Tracer et exploiter un graphique pour valider une formule théorique (15 minutes conseillées)
- 2.1. A l'aide du logiciel **Regressi**, entrer les variables expérimentales nécessaires pour tracer le graphique permettant de vérifier la relation $i = k \times \frac{1}{h}$.

2.2. Sur le logiciel, réaliser la modélisation permettant de justifier que les deux grand	eurs i et $\frac{1}{b}$ sont
proportionnelles. Ecrire la modélisation obtenue ci-dessous et conclure. Sur le lagiciel regressi, pour i en fonction de 1 mons lebtoron	sume draits
passont por l'orgine du repit - Hinsi pous Donvins concluse	que et
I sont prespontionnels Pe plus more avons obtenue &	= 1 25
Ь	· Ce /

A	P	P	E	L	n°3
---	---	---	---	---	-----



Appeler le professeur pour lui présenter le protocole ou en cas de difficulté



- 3. Déterminer la longueur d'onde du laser (15 minutes conseillées)
- 3.1. Déterminer expérimentalement la longueur d'onde λ_{Exp} du laser utilisé en utilisant la modélisation précédente.

P				
B= XxD	= £,25 x £0.	3 m		
$\lambda = 2$	= 1,25 x 10	= 6,58	1107 m	
D	1.4	=658 x	10 ⁻⁹ ~	
	-/3	5658 mm	bn	

APPEL n°4



Appeler le professeur pour lui présenter le protocole ou en cas de difficulté



Entrainement

Interférences d'ondes lumineuses

SESSION 2023-2024

3.2. Le constru	cteur certifie que la longueur d'onde du laser est $\lambda_{ref}=~650~nm$. Comp	parer le résultat
expériment	tal à la valeur indiquée par le constructeur en calculant le Z-score $rac{ \lambda_{ref}-\lambda_{ex} }{u(\lambda_{ex})}$	$\frac{ x_p }{ x_p }$, sachant que
$u(\lambda_{exp}) = 0$	0,5~nm. Conclure sachant que le Z-score attendu est inférieur 2.	
Zscone ? Mons Enon de mas mess	(1) nel-respl = 1650-6581 = 41672 Ulxasp) 0,5 vons un résultats abennant, cela pent étre des a Pli unes et de nos valors	mpnécision
votre proton	différentes sources possibles d'erreurs ou d'incertitudes. Comment pourriez cole expérimental pour diminuer l'incertitude sur la mesure de la longueur d'or d'ennems pouvent être du el mos masure. Mans pouver en mesurent une plus grande quantité de tache et mesure les taches	nde du laser?
	APPEL FACULTATIF	
M	Appeler le professeur en cas de difficulté	M

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.

Terminale	ECE ENTRAINEMENT	
	Interférences d'ondes lumineuses	

Compétences Critères de réussite correspondant au niveau A A B C D Observations 1.1. Proposition d'un protocole pour montrer que i et 1/a sont proportionnels • Montage expérimental clairement décrit (ou schématisé) • D constante • Choix de D la plus grande possible pour limiter les incertitudes de mesure 10 ANALYSER · Mesure de i pour les trois doubles fentes calibrées · Mesure de plusieurs i (une dizaine) pour plus de précision · Calcul de 1/a avec le logiciel • Tracé de la courbe i=f(1/a) 3.1. Proposition d'un protocole pour déterminer la longueur d'onde du laser • Calcul de λ à partir du coefficient directeur de la droite i=f(1/a) : $\lambda = k/D$ 1.2. Réalisation des mesures expérimentales • Montage correct (D fixe et la plus grande possible - alignement correct laser/fentes/écran) • Mesure correcte de i (zones bien délimitées pour l'interfrange) pour 3 fentes calibrées 2. Tracé de la courbe i=f(1/a) • Entrée des valeurs de i et a en mètre dans Regressi REALISER • Création de la grandeur A=1/a avec le logiciel • Tracé de la courbe i=f(A) avec le logiciel • Modélisation de la courbe obtenue par une fonction linéaire · Relevé du coefficient directeur de la droite 3.1. Détermination de la longueur d'onde du laser Calcul de λ 3.2. Comparaison avec une valeur de référence • L et a inversement proportionnels car la courbe L=f(1/a) peut être modélisée par une droite passant par l'origine du repère · Calcul de l'écart relatif VALIDER Conclusion 3.3. Amélioration de protocole · Sources d'erreurs et d'incertitudes · Amélioration du protocole